

Hur går det till att göra ett DNA-test?

När du ska DNA-testa din hund så beställer du ett test-kit från [Genomia webshopp](#).

Du behöver ha din hunds registreringsbevis tillgängligt då du måste uppge hundens registreringsnummer, fullständiga namn, chipnummer och färg när du gör beställningen.

Efter ca 1 vecka får man sitt testkit och då är det dags att beställa tid hos en veterinär om man inte har gjort det tidigare. Det fungerar bra med vilken veterinär som helst, behöver inte vara någon med specialkompetens.

OBS! Testet måste göras i början av veckan för att det ska hinna fram till Genomia innan veckans slut.

Innan besöket ska Du skriva ut en remiss för DNA-test från SKK's hemsida.

Du finner den på <http://www.skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/Blanketter/remiss-dnatest-A14.pdf>

Den ska Du ha med dig tillsammans med testkit, övriga papper och registreringsbeviset.

Det är viktigt att noggrant läsa instruktionerna från Genomia om hur testet går till.

Hunden får inte äta innan besöket, det måste gått minst 2 timmar från något ätbart tills provet tas.

Valpar kan testas från 4 veckors ålder, men de måste vara avvanda.

Efter att testet är postat till Genomia så är det bara att vänta, det tar ca 7-10 dagar innan svaret kommer.

Genomia: <https://www.genomia.cz/en/breed/tibetan-spaniel/>

SKK-sidan, där information står och där remissen ligger: <http://www.skk.se/sv/uppfoadning/halsa/dna-tester/olika-tester/PRA3/>

Vill du ha mer information om DNA-testen eller har frågor om hur du skall gå tillväga för att testa din hund?

Kontakta Avelskommittén.